


## DS UNIT

EPILUX serien er en fornøyelse både for tannlege og pasient



DS-UNITEN Dansk kvalitetsutstyr.

Behagelige runde former, uten skarpe kanter og tusså trykksystem, er varemærket for Epilux Serien, som også ligger tilrette for en høy hygienisk standard. Det ergonomiske design betyr maksimum brukervenlighet. Hver enkelt komponent og del er kvalitetstestet, og den robuste overflaten er meget motstandsdyktig mot rengjøringsmidler.

Epilux 1 tilbyr et unikt, balansert fjærsystem med så mye som 6 forskjellige instrumentvalg.

Epilux 1 gir topp bevegelighet og komfort i alle behandlingssituasjoner, og er den ideelle løsning for 2- og 4-hånds arbeid med alle instrumenter og sugeslangor lett tilgjengelige.

Epilux 1 kan fåes i en rekke moderne farger. Den dentalhvite grunnfargen kan kombineres med lys grå, mørk grå, purpur fiolett, ultra marine blå, fjernblå eller aqua marine grunn søyletopp og fonteneholder. Spesielle farger kan fåes mot et tillegg.

## Vi ekspanderer

Jens Petter Falset (35) er ansatt som salgssjef i Dental Sor AS. Det betyr en betydelig ekspansjon på salg- og administrasjonssiden i firmaet. Falset lover at bedriften skal bli mer synlig på messer og utstillinger, og skal også kunne yte raskere service. Det skal lønne seg å kontakte oss, sier Falset.



Jens Petter Falset er født og oppvokst i Oslo. Han har bred erfaring innen salg av kapitalvarer, svinging administrasjon. Han tar nå over på salg- og leverandørsiden i Dental Sor AS. Tidligere var det bedriftens leder Jan Thomassen som også tok seg av disse feltene, og med en nyopprettede stilling for å avlaste han, betyr dette en betydelig styrking både på salg og administrasjon. De siste tre år har han arbeidet i en konkurrerende bedrift i Oslo. For dette arbeidet har i Stavanger der han bygget opp et avelingskontor for en kontormøbelprodusent og ledet dette i vel 3 år. Jeg kommer til å ruse mye. Vi vil delta på møter, kurs og utstillinger der tannlegeeksistenten møtes i hele Sor-Norge, men vi vil selvsagt konsentrere oss mest om de store standfyllkene. Selv kommer jeg til å pendle mellom Mandal og Oslo der kone og to barn bor. Det betyr at jeg kan jobbe meg hjemover og dessuten også arbeide med utgangspunkt fra Oslo, sier Falset. Det er en liten bransje vi arbeider i, men det er mange aktører. Det gjør at prisen er fordelaktige for kjøperne. Hos de private har mildertlig kjøpe- og investeringslysten de to siste årene vært stigende, mens det offentlige sliter med små bevilgninger. - Og nå blir dere mer aggressive i markedet? Ja, vi skal være med i konkurransen. Vi stiller med hele produktportefolien, helproff serviceverksted, lager med utstyr og reservedeler. Kundene skal være sikret rask service, sier Falset som allerede har funnet seg godt til rette i jobben.

## Kompressorer Cattani

Cattani kompressor gir 30% mer luft enn konkurrerende merker.



1 Syl, kompressor for 1 behandlingsrom fra kr. 12.500,-

2 Syl, kompressor for 2-3 behandlingsrom fra kr. 16.500,-

TØRR OG REN LUFT

## LEDER

Så er landsmøtet over og vi er kommet til bakken igjen. Lillehammer er en trivelig by, så synd at det ikke ble tid til så mye annet enn messen. Jeg må innrømme at jeg med glede leste i Tannlege Tidende at de ønsker å legge landsmøtet i 98-99 og år 2000 til Oslo. Ingen landsmøter blir som dem med hensyn på antall besøkende, og for oss i bransjen er det til slutt det som teller.

## MOBILTELEFONER

Eddie Brandsvoll 90 61 57 55  
Kerill Kloster 90 61 56 82  
Jan Thomassen 90 11 06 92  
Jens Petter Falset 90 68 80 51

## NY PROFIL

Vårt inntrykk er klart, de aller fleste har fått med seg nyere endringen og den nye profilen. Det var kanskje ikke så overraskende siden navnet er så likt. Imidlertid overrasker det positivt å lære hvor mange som hadde læst Dental Net med stor interesse både blant kunder og kolleger. Det varmer en redaktør's hjerte.

## Amalgam filter Rectus

Har du ikke fått bestilt amalgamfilteret ditt, eller en ny utrustning, er det på tide nå.

Husk! 1. september var fristen

Kun 1.650,-



Vi satser på Rectus filter fordi: Stor kapasitet - enkelt å bytte - billig.

Vi har flere fylker som referanser.

## DENTAL SØR VICEA.S

Navnet Dental Sorvice har fulgt oss helt fra den spede begynnelse så vi tar derfor her et siste farvel med den gamle logoen og takker for mange års glede og fremgang. Mens vi går jubelbordsiden i møte, håper jeg at dere også i denne utgaven av Dental Net finner noe av interesse og ønsker dere velkommen til å ta kontakt med oss når det måtte passe

Jan Thomassen



DENTAL SØR AS - EN NORSK TOTALLEVERANDØR AV TEKNISK TANNLEGEUTSTYR

## Kjære DS Kunder.

Dental Sor AS og DS Dental AS har etter kort tids samarbeid oppnådd meget positive resultater. Derfor er det nå innlevert en avtale som gjør Dental Sor AS til enforhandler av DS Dentals produkter i Norge. Vi vil derfor gjerne benytte denne anledning til å ønske nye som gamle DS kunder velkommen til Dental Sor AS, enten det gjelder service eller tilbud på nytt utstyr.

DS Dental AS



DENTAL SØR AS, POSTBOKS 185, MARNAVN, 15, 4501 MANDAL, TLF: 38 26 44 88, FAX: 38 26 44 90, ORG. NR.: 948 782 979

AVD. ROGALAND: KETILL KLOSTER, 906 15 682

## SUPPORT-stolen


DESIGN BRUNO MATHSSON

Hvordan føles din rygg?



## Kjøp en Klassiker!

SUPPORT-stolen, vars alle og ryggformgivt av prof. Bruno Mathsson, er på god vei og nå er det på tide å bli en klassiker liksom några av hans øvrige stolar. SUPPORT-stolen er en verktlig genomsnitt produkt. Mange tannlægere som fått ryggbesvær kan tack vare



SUPPORT-armstol: MinisUPPORT: 880,-  
Hydro: 880,-  
Relax: 88,-

Her får du mer enn rygg støtte. Forentandlæger, med kompliserte arbeidstillinger, er det viktigste å ha en ergonomisk utformet stol som bidrar til å minske

førslutningen av kroppen. Stolen kan erhalles med skinn - klædd og med ulike armstøtd.

## OPTILUX 401 Herdelampe



Markedets mest solgte bordmodell.

Kun 5.500,-

Høsttilbud

Vell pr. kr. 6.450,-

## Samtale med tannlege Bør Borre

Tannlegen ringer Pluss Regnskap AS på tlf 38 01 21 22.

Pluss: «Pluss Regnskap, vær så god!»

Borre: «Hei, dette er tannlege Borre. Jeg skulle gjerne stillt noen spørsmål om overgang til aksjeselskap»

Pluss: «Ja, du skal du få prate med daglig leder Trond-Egil Kossmo. Bla sammen med tannlege og siviløkonom Arvid Gulvik Lie utgjør han et av Norges få team hvor tannlegefaglig og økonomisk kompetanse kombineres og hvor de finner lang erfaring i å danne tannlege- aksjeselskaper. Jeg setter deg over!»

Pluss: «Kossmo, vær så god!»

Borre: «Ja, goddag dette er tannlege Borre. Jeg går å gruner på det å omdanne praksis til aksjeselskap er noe for meg. For det første, kan jeg selge praksis til mitt eget aksjeselskap?»

Pluss: «Ja, det er fullt mulig. Hvis tilfellet hos deg er at du har en velrdret praksis med gode resultater og nedskrevne verdier på verdifullt inventar og utstyr er også mye av grunnlaget for å oppnå store omdannelsesgevinster til stede.»

Borre: «Ja, jeg tror jeg faller inn i den ramme du angir, men hvordan går jeg fram rent praktisk?»

Pluss: «Da vil jeg foreslå å ta over en kopp kaffe ser nærmere på hva vi går ut i, men kort foretalt må du registrere aksjeselskapet i Brønnøysund, innbetale 50.000,- kr på en ny driftkonto og få verdsatt inventar og utstyr samt goodwill. Dermed har du en kjøpssum som aksjeselskapet vil skyldte deg og som du kan ta ut skatteritt. Din rett til å ta ut kjøpssummen be-grenses av likviditet og salgsva-lens avdragstid.»

Borre: «Jeg vet at aksjeselskaper må ha ett styre. Jeg er jo litt skeptisk til å la andre få inn-syn i min praksis...»

Pluss: «Jeg vet at aksjeselskaper må ha ett styre. Jeg er jo litt skeptisk til å la andre få inn-syn i min praksis...»

Borre: «Det er riktig at alle aksjeselskaper skal ha ett styre. Til din skepsis om å la andre få inn-syn kan vi si at du alone kan

utgjøre aksjeselskapet styre, og derved unngår du punktet med at andre skal se deg i kortene. Dog har vi veldig lyst til å påpeke at vi uten unntak foretar de tannleger som har valgt å danne styre med flere medlemmer og som avholder reelle styremøter har svært mye igjen for dette.»

Borre: «Jeg er opptatt av kostnader! Et aksjeselskap koster vel mer å drive!»

Pluss: «Det er riktig. Aksjeselskapet har flere formelle krav til regnskap/årsoppgjør, du må bl.a. dekke kostnader til dette, til revisor, du må dekke kostnadene med å lage offisielle regnskap og et viktig poeng - skatte- representant går ikke ned når du lager aksjeselskapet. Men når det er sagt, aksjeselskapsfor-men gir tannlegen som driver en større og effektivt praksis muligheter for å utøve legal skatte- planlegging som samlet bør kunne forsvare økte kostnader.»

Borre: «Når du snakker om skatteplanlegging, tenker du på bl.a. f.eks. en firmabilordning?»

Pluss: «Nei, det gjør vi ikke, men firmabil kan være et gode som vi erfarer kun blir tillatt i

Borre: «Jo, det ser greit ut. Men jobber dere her i vårt distrikt?»

Pluss: «Vi jobber sammen med tannleger i de fleste større byer i Norge, og sammen med Arvid Gulvik Lie kombinerer vi derfor et besøk hos deg med å besøke andre tannleger.»

Borre: «Da har jeg bare et avslutningsspørsmål. Du sier dere jobber sammen med mange tannleger og har vært med på å stifte mange aksjeselskaper. Hvorfor tilbake-melding-er gir tannlegen til deg?»

Pluss: «Snakker vi om effekte-ne av det å danne aksjeselskap så er tilbake-meldingene positive! Og aksjeselskap eller ikke: Pluss Regnskap oppvare er å gi tannlegen oversikt! Hos oss skjer dette via korrekt, lettfat-lig regnskaps- rapportering og forståelig veiledning gjennom året hvor vi inkluderer tannlegen som både privatperson og næringsdrivende.»

Vi takker så mye for henvendelsen og ser fram til å kunne gi positive bidrag til din praksisdrift.

Farvel!

## KJØP EMS PIEZON og AIR FLOW

det optimale tannrensprogram

Air Flow S I Tannpolerer bordmodell Kun kr. 13.300,- Veil. kr. 15.622,-

SYSTEM 402 Scaling 404 Dry Work 405 SONIC-CEM

Air Flow S II Tannpolerer og ultralydsaler Kun kr. 19.600,- Veil. kr. 23.073,-

Piezon scaler som innbyggssett kun 8.920,-

## EMS PIEZON SYSTEMET

Et komplett system med en rekke muligheter.

### Piezon Master400 system

Ultralyd-apparat med mange anvendelsesområder. Med de ulike tilbehørspakke-systemene kan du selv sette sammen det mest anvendelige systemet. Du kan velge mellom et eller flere av systemene for profylakse, perio, endo, kronbro fjerning og sementering.

Apparatet skal ikke tilkobles vann eller luft, men har egen utbyrbar vaskeløser som kan fylles med ønsket kjølende væske. Apparatet er derfor meget ønsket å kjøle, og egnet seg derfor, i tillegg til sterile behandlinger, også til ambulante virksomheter.

Kjøp Piezon Master 400 for kr. 10.800,- og få en tilleggspakke til spesialpris.

Tilbud 10.800,-

## Gjør som forsvarers sanitet, Velg: tuffnauer

Elektronisk kontrollert sterilisering

Påliteligheten, sikkerheten og brukervenligheten er kjerne-merkene for autostilene fra tuffnauer.

Modell 2340EK har en kammerdiameter på hele 23 cm, som gir rom for 6 Sten-dent-brett.

Tilbud 36.080,-

MODEL 2340EK. Automatisk vannpåfylling til kammeret. Kammeret 12 minutter, varmstart 9 minutter. Programmet for løse instrumenter, innpakke-instrumenter og for væsker med gradvis trykkredu-sering. Valgfritt tørkeprogram.

Prisvarianter Standard kr. 36.080,- (veil. 40.590,-) Inkl. enterovacuum som halverer tørketiden kr. 39.650,- (veil. 45.510,-) Fullvacuum Pre- og postvacuum kr. 49.850,- (veil. 60.510,-)

## D-Tec Kvalitetsbelysningsprogram.

Elektroniske drosler gir et flimmerfritt lys, 27 % energibesparing, dobbel levetid på lysrørene og mindre varmeutvikling.

Høyreflekterende paraboliske reflektorer og fullreflekter-raster gir et nesten blendfritt og skyggefritt lys. Med indirekte overlys på toppen unngår man skygge på arbeidsbenker, vegger og tak.

Heldekkende IR-filter i tillegg til kjøleeffekt forhindrer varmestraling.

Leveres i 1, 2, 4 og 6 rørs utførelser til resepsjon, lab, behandlingsrom etc. Vi har Lux-måler og kontrollører gratis lysintensiteten i klinikken Deres.

Spesialtilbud 4 rørs utrustning kun 8.500,-

## Bioten SEP E

Biologisk rengjørings- og desinfeksjonsmiddel til sugeanlegg

Bioten SEP E er et alkalisk, hurtigvirkende, skumfritt rengjørings- og desinfeksjonsmiddel.

Virker desinfiserende mot hepatitis B, HIV og T8.

Hartig virkning. God rengjøringskraft. Dufnøyn og Dufnøyn.

De inneholdte tensider er biologisk nedbrytelige ifølge gjeldende EU retningslinjer.

Anvendelse med varmt vann øker effekten.

3 l. kun 345,-

Dental Net en informasjons- og tilbudsva for Dental Sor A/S

Nr. 2 - november 1995

DENTAL SØR AS

DENTAL SØR AS Ordre tlf: 38 26 44 88 Ordre fax: 38 26 44 90

## W&H'S ROTERENDE INSTRUMENTER TIL RIKTIGE PRISER

	Normalpris	v/kjøp av 1-2 stk.	v/kjøp av 3-5 stk.	v/kjøp av 6-10 stk.
W&H 898 Toplight Turbin m/lys	6.931,-	5.825,-	5.475,-	5.130,-
W&H 956A Vinkelstykke blått 1:1 u/lys	3.061,-	2.575,-	2.420,-	2.265,-
W&H 956LT Vinkelstykke blått 1:1 m/lys	5.510,-	4.628,-	4.355,-	4.085,-
W&H 966LT Vinkelstykke grønt 2,5:1 m/lys	6.079,-	5.110,-	4.805,-	4.500,-
W&H 986LT Vinkelstykke grønt 10:1 m/lys	6.694,-	5.625,-	5.290,-	4.955,-
W&H 999LT Vinkelstykke orange 1:5 m/lys	8.132,-	6.830,-	6.425,-	6.020,-
W&H 999A Vinkelstykke orange 1:5 u/lys	5.850,-	4.914,-	4.625,-	4.330,-
W&H 164 M Prophyl vinkelstykke 4:1 u/lys	3.682,-	2.825,-	2.655,-	2.490,-
W&H 967A Profny vinkelstykke 2:1 u/lys	3.064,-	2.510,-	4.810,-	4.500,-

VI GIR LANDETS BESTE TILBUD PÅ OMBYGGING TIL LYS

Ny micro-motor, slange og elektronikk kun kr. 7.950,- (normalt kr. 10.650,-)

Ny turbinslange og elektronikk kun kr. 2.350,- (normalt kr. 2.750,-)

FOREST TREVEIS-SPRØYTER

Hvorfor «flikke» på den gamle sprøyten når du kan få en ny komplett kvalitetssprøyte for kun kr. 1.950,-

Ekstra autoklaverbare ekstrastokk kr. 114,-

«Den beste måten å rengjøre og smøre roterende instrumenter på er ved bruk av W&H assistina»

(CRA Newsletter, volume 19, issue 4, april 1995)

Det er ikke bare Dr. Gordon Christensen på Clinical Research Associates som ønsker lovord over Assistina - Vi har solgt over 3000 apparater i Skandinavia - så markedet mener tydeligvis det skandinaviske.

Ingen ting å andre søg over mer vi - så enkelt som det har blitt med Assistina.

1. Sett på enis vinkelstykket eller turbinen.

2. Steng luken, trykk på startknappen - 35 sek. Klar!

Priser fra: 9.450,-

Raskere og enklere rengjøring med Assistina

## FOR UTSTYR OG SERVICE

Kontakt gjerne en av våre lokale kolleger:

Dentalservice, Ove Pedersen Lillehammer 226, 5033 Fyllingsdalen, Bergen Tlf/fax 55166739 - Mobil 94689813

Dental-Agent, Torgerd Blomhus Postboks 31, 2022 Gaularvik Tlf. 63991009 - Mobil 94236973

## Sugemotor

Pris: 5.670,-

Pris: 5.670,-

Cattani SPA har en erkledd produsent sugemotorer og utstyr for dentalindustrien over hele verden, og de arbeider konsekvent for å oppnå topp kvalitet. Deres produkter må derfor ikke forveksles med konkurrerende fabrikater som produserer på bekostning av kvaliteten for å oppnå samme pris. Uni-Jet passer for et behandlingsrom.

## BRUKT/MARKED

Vi har følgende brukte unit'er for salg:

1 stk. Flex 1 unit

1 stk. Planmeca 2000X unit.

Vi har også annet utstyr på lager, ring!

For kunde selges:

Siemens EI 1900 Komplette mistol og Lampe

Siemens EI 1905 med fullkommet kompartiment

Siemens EI 1985 med fullkommet kompartiment

Kontakt: Tann. Lampe Kommet. Tlf. 51 89 10 11.

Kontakt: Tann. Ribe. Tlf. 38 05 06 68

8 år gammel selges

Kontakt: Tann. Ribe. Tlf. 38 05 06 68

Har du noe brukt utstyr til salgs? Vi kan tilby deg annonseplass gratis