

Dental Sør AS, din ledende utstyrsleverandør

LEDER

NorDental. Så er vi i full gang med de siste forberedelsene til Landsmøtet i Bergen.

Noen av de viktigste oppgavene er selvfølgelig å anskaffe det rette utstyret og de rette tilbudene til alle som vil besøke vår stand.

Denne avisen vil gi alle en smakebit på nyhetene, produktene og tilbudene uten at vi allerede nå roper de siste detaljene.

OSLO
Vi øker også vår stab på den tekniske siden for å ivareta våre interesser over hele Østlandet.

Nyansatt tekniker Rune Skoglund begynte hos oss i mai i år.

Samtidig kan vi informere alle i Oslo området om at vi i sommer har flyttet kontoret fra Storo til Drammensveien 230 ved siden av Maxbo på Vækerø

SCANDEFA 2002 i forbindelse med Scandefa neste år kommer vi som tidligere til å arrangere en fellesreise for dem som måtte være interessert.

Formålet er for oss alle å få noen hyggelige "reise-kamrater" ispedd sosialt samvær, fellestransport, hotell og restaurantbooking og kanskje litt for "kulturell" interesse?

Vi jobber med både interne og eksterne bidragsytere, men kontakt oss i dag hvis dette lyder interessant for deg/dere å være med på.

I Mandal har vi fylt på slaben med ny markedschef, Roar Irgens. Mange har nok allerede stiftet bekjentskap med han på messer eller via telefon.

Heka unit nr. 1000

Hva med å bli eier av Heka unit nr. 1000 i Norge for kun kr 1 000,-

100% KaVo

Vi presenterer alle nyhetene fra IDS i Köln

LAB og Røntgen

På siste siden finner du landsmøtetilbud fra våre dotre. Noe for både tannleger og tannteknikere

Side 2

Side 3

Side 4

Pass på at du ikke kaster bort turen til Landsmøtet i Bergen uten å besøke vår stand!

Vi og våre leverandører vil gjøre vårt ytterste for at besøket skal bli så vel hyggelig som faglig interessant! Men sist og ikke minst: En økonomisk suksess!

Mandalsbesøk?

Flere og flere benytter seg av mulighetene vi har i Mandal til å ta i mot besøkende.

Vi stiller mer enn gjerne opp, og gjør turen din/deres til en suksess, både faglig og sosialt.

Praksisplanlegging er vår hverdag!

Vi har egen teknisk tegner som lager planløsninger, alt det spesialtekniske opplegget for rør og el., og i samarbeid m/Climo detaljtegner vi innredningsforslag for deg.

Tannlege-kontoret på Haydom sykehus i Tanzania tatt i bruk!

2 tannleger har for egen regning reist til Haydom for frivillig å arbeide på sykehusets nye tannlegekontor. Kontoret ble levert og montert av Dental Sør i mars 2000. Les om deres fantastiske opplevelser fra Afrika på:

www.dentalnet.no

Anne H. Ø. Thorkildsen
Opprinnelig fra Mandal, nå bosatt og privatpraktiserende i Skien

Oddbjørn Aas-Lyngby
Privatpraktiserende i Vennesla, Vest-Agder

Ledig plass for deg?

Mandal Tanncenter består i dag av: Tannlege, Kjeveortoped, Tannteknisk Laboratorium og Dental Sør. Senteret har snart vært i drift et år, og vi kan sammen tilby de rette personene:

* Lang venteliste av pasienter til tannlege (gjernm m/spesialutdannelse) og/eller tannpleier som ønsker å etablere seg i senterets ledige behandlingsrom.

* Meget gode kollegiale og sosiale forhold i en hyggelig sørlandsby, med plass for både deg og din familie.

Mer info om Mandal Tanncenter på tlf. 38 27 88 88 eller:

www.dentalnet.no



De fleste "Hebocine" samlet på utsiden av Mandal Tanncenter

Flimmerfri dental belysning.



D-TEC AB

Les mer om viktigheten av riktig belysning på vår hjemmeside

www.dentalnet.no

Sjekk alltid www.dentalnet.no for månedens spesialtilbud

Enkelt: Kun et telefonnummer: 38 27 88 88

Kunne du tenkt deg å bli eier av Heka unit nr. 1000 i Norge? For kun kr 1 000,-?



Blant alle som kjøper en Heka unit av oss i perioden 1. oktober 2001 til 31. mars 2002 trekker vi en heldig vinner som får "unit nr. 1000 i Norge" for utrolige **kun kr. 1 000,-**

Vi snakker om en komplett unit m/3 moduler, lampe og innebygget amalgamseparator eller fontene-ventil for vått sugesystem. Stolen er ikke inkludert.

For landsmøte-kampanjepris, brosjyre eller konkret tilbud kontakt oss på tlf. 38 27 88 88

Heka tilbehør:



Som konkurransen antyder, finnes det snart 1000 Unic 5D og Unic Line 5D unit'er i Norge.

Akkurat det sier en del!

Vårt sterilprogram Andromeda vakuum, Klasse S

Inkludert printer
Inkludert 8 min hurtigprogram
Markedets mest stillegående.

Landsmøtetilbud kun 37 000,- (Veiledende 45 500,-)

Europa vakuum, en fullverdig klasse B autoklav

Inkludert printer
Svært stillegående
Innebygget inkubator
Spesial program for Creutzfeld Jacobs sykdom

Landsmøtetilbud kun 42 000,- (Veiledende 65 500,-)

LINEA FOLIESVEISER

Lekker design
Helstøpt, termostatstyrt varmestav
Energisparende

Landsmøtetilbud kun 4 500,- (Veiledende 6 450,-)

Vårt autoriserte verksted for reparasjon av roterende instrumenter

Vi satses mye på:
• oppløring av inneteknikkoren vår
• bruk av riktig verktøy og
• kun originale deler.

Nå tilbyr vi også hurtig og rimelig service på alle KaVo lab motorer

Demetron innbyggingssett tilpasser vi de fleste unit'er

Dental Sør hjelper deg å finne den rette løsningen

MDL TANNTEKNIKK

En ny generasjon helkeramiske kroner for hele bittet.

"DENZIR" yttriumoxid stabilisert zirkoniumdioxid. Ekstrem styrke. 10 års garanti! Ring for mer info!

Alle priser er med forbehold om pris- eller valutaendringer, gyldige ut oktober 2001

Enkelt: Kun et telefonnummer: 38 27 88 88

Sjekk alltid www.dentalnet.no for månedens spesialtilbud

DENTAL SØR

DENTAL SØR AS Ordre tlf: 38 27 88 88 Ordre fax: 38 27 88 89 www.dentalnet.no

100% KaVo for deg med kun nøyer deg med det beste

KaVo GENTLEforce 7000




Gir deg bedre plass, forbedret presisjonen, mer kraft, mindre støy og mye, mye mer.

KaVo Super-Torque 655B



Den verdensledende turbinen er blitt enda bedre.

KaVo SONICflex LUX 2003L



Multighetenes scaler. Kraftfull og stille!

KaVo RONDOflex 2013 air abrasion




Reparasjon av små kartesangrep
Åpne og utvide fissurer

Fjerne vanskelig emalje-misfarging
Ta bort sensortrester

Multiflex kobling
Rubbing av helte-overflater


KaVo Globus 1078 lar deg komponere din egen unit



- Individuell bestykning
- Lett omstillbar fra høyre- til venstre hendt (5 minutter)
- Alltid anatomisk riktig
- Tidløs design
- Mye utstyr for pengene


Ring oss i dag for brosjyrer og tilbud

KaVo PROPHYflex 3 saltblåser



25% Lettere
10% Kortere
Ny spiss

KaVo DURAtec 2933



Som skapt for profylakse
Pastoren blir i pusskoppene pga en 90 gr. rotasjon.
Førbredet tilgjengelighet og utmerkede ergonomiske egenskaper.

Service er Dental Sør's kjernevirksomhet. Derfor innfører vi her servicesjef EDDIE'S "EGEN SIDE"

Her kommer denne gangs service tips, om ditt tannlegeutstyrs beste ve og vel. Brukertips valgt utfra de erfaringer vi har gjort oss ute hos våre kunder. Det jeg har valgt å skrive litt om er herde (LC)-lampen.

Mange er opptatt av at lampen gir best mulig lysstyrke. Følgende forutsetninger ligger til grunn for at LC-lampen skal ha den beste herde effekten:

1. Pærens reflektor er sårbar for støv/fingermerker etc. Intensiteten på pæren tapes over tid, normal levetid på pæren er 3-6 mnd. Bruk originale pærer fordi de er riktig fokusert for best mulig effekt.

2. Filteret. Er lysfilteroverflaten krakelert, misfarget eller skitten må dette gjøres rent eller byttes. Dette er mulig med de fleste lamper på markedet i dag.

3. Lysstaver er kanskje den mest sårbare delen. Ved kontakt med fyllingsmateriale under herding, blir det dannet en film på overflaten som kan ta bort opp til 30% av effekten. Denne himnen kan poleres vekk.

4. Spenningskontroll, har pæren den korrekte spenningen?

Det finnes på markedet i dag et kit med egnet rengjøring og poleringsmiddel for lysstaver, pæreflektoren og filteret. Kitet kan benyttes til alle lamper på markedet. Lampeprodusentene anbefaler at det foretas en visuell test for å sjekke lampens styrke.



Det finnes dertil brikker for sår, som du fyller med kompositt for å få herde fra samme side.

Vår serviceavdeling tilbyr:

- LC-servicekit
- LC-dybdeindikator
- Innebyggingsett Demetron 0ptux
- Innebyggingsett Demetron 405
- Innebyggingsett Demetron 2000

Alle priser er med forbehold om pris- eller valutaendringer, gyldige ut oktober 2001

Enkelt: Kun et telefonnummer: 38 27 88 88

DENTAL SØR

Dental Sør AS

Hovedkontor (m. Utstilling)
Leivollen 1a, Serviceboks 901
4509 MANDAL
Tlf: 38 27 88 88 Fax: 38 27 88 89

Avd. Bergen
Kollveit, 5353 STRAUME
Tlf: 60 65 49 89

Avd. Rogaland
Postboks 2024 Hillevåg
4095 STAVANGER Tlf: 90 61 56 82

Avd. Oslo (m. utstilling)
Drammensveien 230, 0177 OSLO
Tlf: 22 29 69 90 Fax: 22 29 69 99

Avd. Midt-Norge
Nordstovveien 12A
Postboks 6031, 7003 TRONDHEIM
Tlf: 90 20 01 57 Fax: 73 96 38 28

Avd. Nord-Norge
Tomarjordveien 168, 9020 TROMSDALEN
Tlf: 90 15 53 98 Fax: 77 63 51 89

Dental Sør Rogaland AS
Leivollen 1a, Serviceboks 901
4509 MANDAL
Tlf: 38 27 88 88 Fax: 38 27 88 89

Dental Sør Laboratoriumstyre AS
Leivollen 1a, Serviceboks 901
4509 MANDAL
Tlf: 38 27 88 88 Fax: 38 27 88 89


Digora® ingen over, ingen ved siden



Digora® nettverk

Digora® fmx for intraorale røntgenbilder

Digora® pct for panorama, chepalostat og tomo bilder



Windows NT or Novell NetWare

Dürrer Digital Cam2 kan integreres i Digora programmet

DENTAL SØR RØNTGEN AS - DIN TOTALLEVERANDØR AV RØNTGEN OG BILDEBEHANDLINGSPRODUKTER

Dental Sør Laboratorieutstyr AS etablert som datterselskap til Dental Sør


EKSTRATILBUD

Ved kjøp av et nytt KaVo håndstykke, med K-Kontroll, får du en gratis overhaling av et K9 håndstykke.



Kampanjepriser KaVo Håndstykker:

KaVo K5 ordinærpris 16 890,- Nå 15 890,-
KaVo K9 ordinærpris 12 990,- Nå 11 990,-
KaVo K12ordinærpris 20 198,- Nå 18 990,-



NYHET! Slipekabinett med sug, lys og opplegg for Mikromotor.

Ergonomisk riktig arbeidsbord som gir god arbeidslys samtidig som det beskytter operatøren og omgivelsene mot støv og gasser fra arbeidet inne i kabinettet.

Styring av alle funksjoner, lys, luft, sug, mikromotor eller turbin, skjer inne i kabinettet eller fra kontrollere på fotplaten, med skjult ledningsføring. Dette kabinettet gir en ryddig arbeidsplass for et arbeid som ofte skaper ro på et laboratorium eller tannlegekontor.

Kabinettet kan personlig leveres høydejusterbart og med forskjelligte fargebesetninger.

Ordinær pris inkl.mva : 34 990,-
Landsmøtetilbud 1 : Slipekabinettet m/sug, og lys 29 990,-
Landsmøtetilbud 2 : Slipekabinettet med KaVo K5 44 990,-

LABORATORIEINNREDNINGER



SATS PÅ ERGONOMI OG FUNKSJON
Vi tegner uforpliktende tilbud. Send oss tegning av lokalet, så kommer vi med et ferdig forslag til løsning, inklusive pris med levering og montering.

FG 1 Pinbormaskin

FG 1 kan bore i gips, plexi og PVC for montering av kontiske pinner. Den er utstyrt med en laserpoker som foreskriver boringen. Boredybden kan justeres på et hjul foran på maskinen. Pris inkl.mva 8 500,- Landsmøtetilbud 7 770,-